



تولید شده توسط:
شرکت مهندسی پزشکی هرمز کیان (دانش بنیان)
نشانی دفتر مرکزی:
تهران، فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق،
جنوب فرهنگسرای فردوس، پلاک ۲۰۲، واحد ۴
تلفن: ۰۲۱ - ۴۴۹۶۴۳۳۵
تلفن: ۰۲۱ - ۴۴۰۴۲۶۳۱
وب سایت: www.hormoz-kian.ir
آدرس ایمیل: info@hormoz-kian.com

شرکت هرمز کیان
Hormoz Kian Co. Ltd.,



توجه!

پروب‌های رکتال و واژینال intrana® و intravag® تولید شرکت مهندسی پزشکی هرمز کیان، در اداره مالکیت‌های معنوی به شماره ۴۰۶۳۳ به ثبت رسیده است، هرگونه کپی برداری از آنها به هر نحو ممنوع بوده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت!

ویژگی پروب رکتال مدل intrana: پروب رکتال مدل intrana مناسب با ارگونومی بدن ساخته شده و در درمان اختلالات مرتبط با عضلات کف لگن در مردان و زنان کاربرد دارد.

پروب‌های رکتال intrana قبل از بسته‌بندی ضدغوفونی شده و سپس داخل پک قرار می‌گیرد. ساختار پک آن به صورت زیپ دار بوده و پس از هر بار استفاده، در آن بطور کامل بسته می‌شود.

این پروب‌ها با اکثر دستگاه‌های بیوفیدبک EMG و دستگاه‌های تحریک الکتریکی که دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت است سازگاری داشته و قابل استفاده می‌باشد.

جنس کابل مورد استفاده در این پروب‌ها از نوع مرغوب با قدرت انتقال سیگنال بالا بوده و با توجه به انعطاف پذیری بالای کابل، در برابر فرسایش نیز بسیار مقاوم است.

استانداردها:

پروب intrana دارای تاییدیه سازگاری با بدن ISO10993 و گواهینامه استاندارد عملکرد ایمن IEC60601 بوده که هیچ‌گونه عوارض جانبی و آسیبی برای بیمار ایجاد نمی‌کند.

پروب رکتال مدل intrana به دلیل ساختار ارگونومیک در حین درمان دچار بیرون‌زدگی نمی‌شود و می‌توانید آن را برای بیمار به صورت خوابیده به پهلو (Lateral) و طاق باز (Supine) استفاده نمایید.


نکات کاربری:

جهت استفاده از این پروب لازم است دستورالعمل پشت پک بسته‌بندی توسط پزشک و بیمار به دقت مطالعه شود؛ همچنین نکته مهم در جایگذاری این است که دقت شود در زاویه صحیح در ناحیه موردنظر قرار بگیرد تا پروب عملکردی مطلوب داشته باشد.



(مطابق شکل روپرو)

پروب رکتال intrana®



- ساخت شرکت هرمز کیان (دانش بنیان)

- مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت
- دارای گواهینامه ISO13485 در مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی

- سازگاری با انواع دستگاه‌های بیوفیدبک EMG
- سازگاری با انواع دستگاه‌های تحریک الکتریکی
- جایگذاری آسان پروب

- قابل استفاده به صورت آنال برای مردان و زنان
- بسته‌بندی شده به صورت ضدغوفونی و استریل
- قابل شستشو و استفاده مجدد به دفعات برای یک بیمار

